

WINN



EDARREDO
costruttori di sorrisi

WINN PLUS

WINN - WINN PLUS WINN PRO

Sono delle linee di mobili standard destinate all'arredamento di studi medici e odontoiatrici.

Ein Edarredo Programm von Standard Praximöbeln.

This is a range of standard cabinets for the furnishing of medical and dental surgeries.

C'est une ligne des meubles standard pour l'ameublement de cabinets médicaux et dentaires.

Son una linea standard de mobiliario para gabinetes y consultas médicas.

WINN PRO



WINN - WINN PLUS WINN PRO

I mobili e i particolari metallici sono costruiti in lamiera d'acciaio di spessore 10/10 protetta contro la corrosione tramite elettrozincatura e verniciata con colori a polveri atossiche termoindurenti polimerizzate a 180°C.

Diese Möbeln sind stahlblech in Stärke 10/10, welches nach galvanisieren mit ungiftigen Bio-Farben pulverbeschichtet und einbrennlackiert werden.

The cabinets and all the metal parts are made of 10/10 grade zinc coated sheet steel, treated against corrosion and then electrostatically coated with non-toxic epoxy resin paint polymerised at 180C.

Les meubles et toutes les parties métalliques sont construits en tôle d'acier épaisseur 10/10 traitée contre la corrosion et recouverts d'une peinture à poudre epoxy non-toxique polymérisée à 180 C.

Todas las partes metálicas del mueble están hechas con una lamina de acero gruesa 10/10 electrozincada, tratada contra la corrosión y barnizada con una pintura no tóxica de resina de epoxy polimerizada a 180 C.



EDARREDO
costruttori di sorrisi

WINN



WINN - WINN PLUS WINN PRO

I cassetti scorrono su guide con cuscinetti a sfera e possono essere dotati di vassoi in materiale plastico antistatico.

Tali caratteristiche, unite a un design personalizzato, pongono il prodotto ad un elevato livello di qualità.

Die Schubelemente werden auf kugelgelagerten metallteleskopschienen optimal geführt und können mit auswechselbaren Kunststoffeneinsätze ausgestattet werden. Diese Qualitätsmerkmale in Verbindung mit einem eleganten Design ergeben das hohe Niveau von Edarredo-Möbeln.

The drawer slides are mounted on ball bearings and can be fitted with interchangeable plastic drawer liners. These features, together with a personal design, set the product at a high level of quality.

Les tiroirs sont montés sur roulements et les présentoirs internes sont interchangeables. Le design et les caractéristiques en font un produit de haute qualité.

Los cajones se deslizan con una guía de cojinetes a bolas y pueden encajar con contenedores intercambiables de plástico. Estas características junto con un diseño personal colocan el producto en una calidad de alto nivel.



WINN

EDARREDO
costruttori di sorrisi



WINN

L 2.080 x P 500 x H 865/905



WINN PLUS

L 2.080 x P 500 x H 865/905



WINN PRO

L 2.080 x P 500 x H 865/905

WINN



 **EDARREDO**
costruttori di sorrisi

EDARREDO SRL - 7, VIA S. GIUSEPPE
33082 AZZANO DECIMO (PN) - ITALY
Tel. +39 0434 632 624 - Fax +39 0434 631 334
www.edarredo.it - edarredo@edarredo.it